




スリープロファイラー-PSG2(LE)


小型・軽量・簡単操作

- ・検査における被検者の負担を軽減
- ・高品質な生態信号の取得が可能



測定項目	機器仕様
脳波・眼球運動	3ch (Fp1, Fp2, Fp1-Fp2) 周波数特性: 0.1~67Hz サンプリングレート: 256/s 分解能: 0.038μV
筋電	1ch 周波数特性: 0.1~67Hz サンプリングレート: 256/s 分解能: 0.038μV
いびき	検出方式: マイクロフォン 測定範囲: 20~80dB サンプリングレート: 10/s
頭の向き/動き	検出方式: アクチグラフィ 測定範囲: -90~90°
エアフロー	検出方式: 圧力カニューラ 測定範囲: ±2.54cmH ₂ O
呼吸努力	検出方式: リップまたはピエゾ 周波数特性: 0.1~67Hz
脈拍	測定範囲: 18~321bpm 測定精度: ±3bpm
SpO ₂	測定範囲: 0~100% 測定精度: ±2% (7~100%)
	パルスオキシメータ PSG2(LE) 電源: 単4アルカリ乾電池(1.5V)×2 (連続稼働時間約24時間) 寸法/重量: 73mm(幅)×51mm(高)×19mm(奥行)/約70g(乾電池、リストバンド含む) 環境条件: 使用時: 温度: -5℃~+40℃ 湿度: 10%~95%(結露なし) 輸送および保管時: 温度: -40℃~+70℃ 湿度: 10%~+95%(結露なし)
	エフォートセンサー サイズ: 成人用リップエフォートベルト: 72~200cm 成人用ピエゾエフォートベルト: 61~190cm
	スリープロファイラー-PSG2(LE) 構成 本体、ストリップ、エアフローアダプタ、頭部ベルト×3、50cmEMGケーブル、エフォートベルトケーブル、パルスオキシメータPSG2(LE)、USBケーブル×1、スリープロファイラー-PSG2解析ソフトウェア(CD-ROM)、キャリングケース、単4アルカリ乾電池×2、取扱説明書、添付文書

品名	標準価格(税別)	P/N	JANコード
製品情報			
〔本体〕			
スリープロファイラー-PSG2(LE)	¥1,560,000	1146398	4582244698367
成人用ピエゾエフォートベルト(2本)	¥240,000	1146399	4582244698459
〔ディスプレイ用品〕			
EEGセンサー (50パック)		1146584	4582244693027
呼吸検査用センサカニューラPSG2		1146585	4582244697339
〔交換用パーツ〕			
ストリップ		1146586	4582244697278
頭部ベルト		1146587	4582244697285
エアフローアダプタ		1146628	4582244697292
50cmEMGケーブル		1146629	4582244694154
パルスオキシメータ-PSG2(LE)		1146631	4582244698374
ソフトセンサミディアム		1146632	4582244697551
エフォートベルトケーブル		1146630	4582244697308
リストバンド		1146633	4582244697568
PSG2キャリングケース		1146634	4582244697360



● 外観、仕様改良のため予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。

販売業者 **株式会社フィリップス・ジャパン**
〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル
www.philips.co.jp/healthcare

睡眠・呼吸製品のお問い合わせは地域の事業所まで
※各事業所の連絡先は以下のURLで公開しています
www.philips.co.jp/SRC-Office

PN XXXXXXX/200501 R1-W

製造販売業者
パシフィックメディコ株式会社
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12
TEL: 03-3500-0816 FAX: 03-3862-9693
www.pacific-medico.com

製造業者
Advanced Brain Monitoring, INC.

